

Atwood - WDE 2014 - 2e Meilleur taureau



Classe 3 Ans Jr - World Dairy Expo 2014



(D à G) 1^{ère} - Jacobs Atwood Vedette (TB-89) & Ch. Int. Rés. WDE 2014
WDE 14 2^e - BVK Atwood Abbie-ET (TB-89)
3^e - Windy-Knoll-View Parfait-ET (TB-89)

Connections

Votre succès Que votre succès soit dans l'arène d'exposition ou lors de la journée de classification, le tout débute par votre choix. Select Sires Generations a le taureau que vous recherchez: de taureaux éprouvés à jeunes taureaux. C'est *notre passion!*

MEILLEURS TAUREAUX SELON LE SCORE MOYEN FINAL DES FILLES DE 1ÈRE LACTATION


Selon les classifications de 1ère lactation de juillet et août 2014

10 meilleurs taureaux avec
100+ filles classifiées en deux mois

10 meilleurs taureaux avec
30-100 filles classifiées en deux mois


#1 DEMPSEY

#1 GOLD CHIP



Dempsey

Morsan Dempsey Della TB-87-2Ans



Gold Chip

Hyden Gold Chip Lacey TB-86-2Ans

Select Sires Generations - Fertilité sans compromis!

Par Lyle KRUSE - Vice-président du développement des marchés É-U- Select Sires Inc.

La première phrase de la mission de Select Sires affirme que "Select Sires est déterminé à être le fournisseur principal de génétique supérieure très fertile." La mission de Select Sires de fournir nos membres/clients avec la semence la plus fertile de l'industrie est un engagement 24 heures sur 24 - 7 jours par semaine. Cet engagement commence avec les meilleurs soins pour nos taureaux d'élite; soutenu par des tests de santé complet. La semence est récoltée des taureaux avec un accent donnant sur de grandes quantités de semence de qualité en plus de l'identification précise. L'éjaculat est évalué pour l'apparence, le volume, la mobilité des spermatozoïdes, la morphologie et la concentration. Les récoltes de semence qui passe les normes de qualité initiales sont mélangées à l'aide d'un dilueur de semence, qui contient également des antibiotiques et du glycérol qui fournit l'environnement optimal pour prolonger la vie des spermatozoïdes à travers le gel, l'entreposage et le processus de décongélation. Une fois que la semence est diluée, refroidie à 5°C et la dilution finale a eu lieu, elle est conditionnée en remplissant des paillettes de ½ cc. Les paillettes remplies sont placées sur des supports métalliques pour la congélation et une fois congelés dans l'azote liquide, sont emballées dans des gobelets de cinq tiges chacune. Deux gobelets sont placés sur des tiges métalliques pour l'entreposage permanent avant l'utilisation à la ferme.

Le facteur clé de l'engagement de la fertilité de Select Sires est le respect constant et rigoureux des normes de contrôle de qualité. Les tests de contrôle de qualité les plus stricts débutent le lendemain que la semence est congelée et préparée pour l'entreposage. Des paillettes d'échantillon de chaque lot produit sont décongelées dans l'eau à 36°C et évalué pour le pourcentage de la mobilité des spermatozoïdes. Select Sires va au-delà des normes de l'industrie en incubant également des paillettes décongelées pendant trois heures à 36°C (ce qui crée un environnement stressant pour les spermatozoïdes) et l'évaluation de l'échantillon pour le pourcentage de la mobilité.

Une autre partie de la batterie de contrôle de qualité de la semence chez Select Sires est l'évaluation de l'intégrité du plasma de la membrane des spermatozoïdes et de la stabilité de l'ADN en utilisant les procédures de coloration de cytométrie en flux. Le cytomètre en flux peut mesurer plusieurs milliers de spermatozoïdes en moins d'une minute, ce qui en fait une méthode très efficace pour quantifier la qualité de semence avec un haut degré de précision et d'exactitude. La semence est également évaluée régulièrement pour des anomalies morphologiques. Si l'anomalie est héréditaire, ou due à l'environnement, un pourcentage élevé de cellules anormales dans un éjaculat peut nuire à la fertilité. Les éjaculats avec un pourcentage élevé de spermatozoïdes normaux ont la plus forte probabilité d'avoir une bonne fertilité.

Les normes minimales à l'épreuve du temps de Select Sires pour chaque paramètre de qualité maximisent le nombre de spermatozoïdes très fertiles placés dans chaque paillette. De la collection initiale de l'éjaculat du taureau, aux évaluations de la qualité postgel, plus de 15% de toutes les collections sont rejetés en divers points le long de la route de façon à vous assurer que toute la semence expédiée à notre équipe de vente et de service ont le timbre d'approbation de qualité Select Sires.

Select Sires possède également le plus grand programme de testage de la fertilité au monde, appelé le Program for Fertility Enhancement (PFA). Plus de 165 troupeaux à travers les États-Unis ont convenu de travailler en partenariat avec Select Sires afin de tester de nouvelles techniques pour la formulation et le traitement de dilueur. De nombreuses données provenant de ces opérations laitières aide Select Sires à vérifier les améliorations avant qu'ils ne soient mis en utilisation quotidienne.

La preuve de l'engagement de Select Sires envers la qualité de la semence est évidente dans les résultats des données sur la fertilité. Les épreuves des taureaux USDA / CDCB comprennent un résumé de Sire Conception Rate (SCR), qui est basé sur l'utilisation réelle dans le champ de semence dans les troupeaux laitiers à travers les États-Unis. Dans les épreuves d'août 2014, Select Sires mène à nouveau l'industrie avec le plus grand nombre de taureaux éprouvés et jeunes taureaux Holstein qui sont positifs pour le Sire Conception Rate. Nous continuons à remplir notre déclaration d'être le principal fournisseur de la génétique supérieure très fertile!

Nos produits :

SOP®



Connections

Select Sires GenerVations est fier d'être le distributeur exclusif des produits SOP® au Canada. Les produits SOP® sont formulés avec la physique innovante basée Sirio Operating Process®.

Les produits SOP® sont une nouvelle génération de produits environnementaux. Capable d'un niveau de performance supérieur aux produits environnementaux conventionnels; les produits SOP® œuvrent envers le contrôle à long terme de pathogènes environnementaux (coliformes, streptocoques, les staphylocoques), la diminution des CCS, une meilleure qualité de lait, une meilleure productivité et moins de mammite environnementale et de dermatite digitale. Le résultat est un gain de temps et d'argent et une amélioration significative de la qualité de la vie de vos animaux, l'environnement agricole et des personnes qui vivent et y travaillent.

Les produits SOP® sont offerts en différentes formes d'application; si vous travaillez avec vos veaux / génisses ou vaches laitières :

SOP® GOLD Cow - ajouté à la RTM ou à la ration alimentaire, devient actif lorsqu'excrété par les animaux dans l'environnement.

SOP® EASYCOW -, un prêt-à-utiliser, produit granulaire pour être étalé à la main ou avec une tasse à mesurer. Optimale pour tous les types de logements.

SOP® GOLD CALF- est pour la biohygiénisation et le confort de la litière des veaux en opposant le développement de pathogènes, la charge environnementale, microbienne et les émissions d'ammoniac. Le produit est ajouté directement à la ration alimentaire et bio- hygiénisé lorsqu'il est excrété par l'animal.

SOP® EASYCALF - un produit granulaire prêt à l'emploi à se saupoudrer à la main ou avec une tasse à mesurer pratique qui réduit efficacement les émissions d'ammoniac provenant de la litière (la cause de la toux, des problèmes respiratoires et des lésions pulmonaires) et résultant en une meilleure santé des veaux, ce qui permet à l'animal de se développer plus rapidement.

SOP® Lagoon- minimise la croûte de surface dans les fosses à fumier, réduit les gaz ammoniacs, abaissant les coûts d'agitation et

augmentant la valeur d'engrais avec ce produit facile à utiliser. Cela se traduit par moins d'ammoniacque, moins de pollution par les nitrates, moins de risques de brûlures de récolte, l'amélioration des capacités de fertilisation et moins de mauvaises odeurs pendant l'entreposage et l'épandage.

Tous les produits ci-dessus SOP® sont disponibles à partir de vos représentants Select Sires GenerVations dès aujourd'hui. Appelez pour demander votre protocole personnalisé pour l'utilisation de produits SOP® dans votre troupeau.



"Nous avons utilisé le **SOP® C COW** et puis le **SOP® EASYCOW** depuis plus de 4 ans. Nous avons des troubles de mammite et de comptage de cellules somatiques (CCS). Pendant les 4 dernières années, les produits SOP® nous ont aidés à minimiser nos traitements de mammites et nos CCS sont demeuré bas."

Pineview Farms (Des Enright et Sons) - Joe Enright, Cobden, ON.

(Photo en appliquant du SOP® EASYCOW.)

Select Sires GenerVations introduit:


ELITE SIRE PROGRAM

Notre premier taureau 250HO émis sous ce programme est :

Tel que le les Super Samplers(7HO) de Select Sires, attendez-vous que le Elite Sire Program (250HO) de Select Sires GenerVations capte votre intérêt pour nos nouveaux taureaux élites !

250HO1136
Sherpa
(MOGUL x MAN O MAN)

Fils de **MOGUL** meneur de la race en lait, gras et protéine !



+3435 VGD CANADA
+2494 TPIG É-U
+2,001 kg Lait
+74 kg Gras (+0.00%)
+73 kg Protéine (+0.06%)
+13 Conformation
+12 Systèmes mammaires
+12 Pieds & membres
2.81 CCS
+3245 IPVG MP 08/14 RLC

Contactez votre représentant!

Concours

Gagnez 2 manteaux Select Sires GenerVations avec votre nom de ferme !

Dites-nous qui est votre représentant Select Sires GenerVations pour être éligible au concours. **Date limite: 1er déc. 2014**

Envoyez votre courriel à : sdion@selectgen.com

Ligne de sujet : **Select Connections Contest**

Dans le contenu du courriel dites-nous votre : **nom complet, adresse postale complète, # tél., adresse courriel, préfixe de troupeau et le nom de votre représentant Select Sires GenerVations.** Seulement une inscription par préfixe.

Le gagnant sera annoncé dans le **Select Connections!** de décembre !

Demandez à votre représentant concernant notre spécial de manteau!